

Postaja za prvo pomoč pri izpiranju oči

plum



Znamke: PLUM

OPIS IZDELKA za Postaja za prvo pomoč pri izpiranju oči

Stenska škatla z 1 x 200 ml steklenico pH nevtralne tekočine in 1 x 500 ml steklenico s tekočino za izpiranje oči, integriran Piktogram in ogledalo • robustno stensko držalo se v primeru nezgode hitro in lahko odpre • steklenice s tekočino za izpiranje oči so varne pred zunanjo umazanijo (npr. pred prahom), tako so primerne za uporabo v industrijskih objektih in delavnicah.


"Postaja za prvo pomoč" pri izpiranju oči nudi optimalno pomoč kadar so oči izpostavljene umazaniji in nevarnim snovem, 200 ml steklenica pH nevtralne tekočine v sekundah nevtralizira kisline in alkaline.

UPORABA: Steklenico vzamite iz držala, odvijte pokrov da zlopite zaščito, nagnite glavo nazaj in izperite. Izpirajte do prihoda zdravniške pomoči. 500 ml tekočina za izpiranje se lahko uporabi tudi pri izpiranju tujkov kot so prah, umazanija, kovinski in lesni ostružki, itd.

PREDPIS: EN 15154-4

VELIKOST: širina: 230 mm, višina: 280 mm, globina: 110 mm

Dobava skupaj z navodili, kjer so natančna in jasna navodila za hitro in enostavno uporabo in pomoč v primeru nezgode.

| | ŠT. IZD. |
|---|----------|
|  | KO-113 |